

## CHECKLISTE VERBANDSKASTEN

INHALT NACH DIN 13157 ODER DIN 13169



Diese Checkliste hilft, den Inhalt Ihres Verbandskastens nach DIN 13157 oder DIN 13169 regelmäßig zu prüfen und zu dokumentieren. Bitte Vollständigkeit, Unversehrtheit und Haltbarkeitsdatum kontrollieren.

Standort des Verbandskastens (z. B. Schützenhaus / Stand / Fahrzeug):

| INHALT NACH DIN 13157<br>für bis zu 50 Personen | Soll-Menge | Vorhanden<br>✓ |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 Heftpflaster, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m         | 1 Rolle    |                |
| 2 Fixierbinden, DIN 61634, 4 m x 6 cm           | 2 Stück    |                |
| 3 Fixierbinden, DIN 61634, 4 m x 8 cm           | 3 Stück    |                |
| 4 Kompressen, DIN 13152, 10 cm x 10 cm          | 4 Stück    |                |
| 5 Kompressen, DIN 13152, 10 cm x 20 cm          | 2 Stück    |                |
| 6 Verbandpäckchen, DIN 13151, K                 | 2 Stück    |                |
| 7 Verbandpäckchen, DIN 13151, M                 | 4 Stück    |                |
| 8 Verbandpäckchen, DIN 13151, G                 | 2 Stück    |                |
| 9 Wundschnellverband, DIN 13019, 6 cm x 10 cm   | 8 Stück    |                |
| 10 Wundschnellverband, DIN 13019, 8 cm x 10 cm  | 4 Stück    |                |
| 11 Fingerkuppenverband, DIN 13019               | 4 Stück    |                |
| 12 Fingerverband, DIN 13019, 12 cm x 2 cm       | 2 Stück    |                |
| 13 Pflasterstrips, DIN 13019, 1,9 cm x 7,2 cm   | 40 Stück   |                |
| 14 Pflasterstrips, DIN 13019, 2,5 cm x 7,2 cm   | 10 Stück   |                |
| 15 Wundkompressen, DIN 13152, 10 cm x 10 cm     | 6 Stück    |                |
| 16 Dreiecktuch, DIN 13168-D                     | 2 Stück    |                |
| 17 Verbandtuch, DIN 13152-A, 40 cm x 60 cm      | 1 Stück    |                |
| 18 Rettungsdecke, gold/silber, 210 cm x 160 cm  | 1 Stück    |                |
| 19 Einmalhandschuhe, DIN EN 455                 | 4 Paar     |                |
| 20 Feuchttücher zur Hautreinigung               | 2 Stück    |                |
| 21 Schere, DIN 58279-B, 14,5 cm                 | 1 Stück    |                |
| 22 Pinzette, DIN 58279-B, 14 cm                 | 1 Stück    |                |
| 23 Sicherheitsnadeln, DIN 7349                  | 12 Stück   |                |
| 24 Erste-Hilfe-Anleitung                        | 1 Stück    |                |

| INHALT NACH DIN 13169<br>für mehr als 50 Personen | Soll-Menge | Vorhanden<br>✓ |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 Heftpflaster, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m           | 2 Rollen   |                |
| 2 Fixierbinden, DIN 61634, 4 m x 6 cm             | 4 Stück    |                |
| 3 Fixierbinden, DIN 61634, 4 m x 8 cm             | 6 Stück    |                |
| 4 Kompressen, DIN 13152, 10 cm x 10 cm            | 8 Stück    |                |
| 5 Kompressen, DIN 13152, 10 cm x 20 cm            | 4 Stück    |                |
| 6 Verbandpäckchen, DIN 13151, K                   | 4 Stück    |                |
| 7 Verbandpäckchen, DIN 13151, M                   | 6 Stück    |                |
| 8 Verbandpäckchen, DIN 13151, G                   | 4 Stück    |                |
| 9 Wundschnellverband, DIN 13019, 6 cm x 10 cm     | 16 Stück   |                |
| 10 Wundschnellverband, DIN 13019, 8 cm x 10 cm    | 8 Stück    |                |
| 11 Fingerkuppenverband, DIN 13019                 | 8 Stück    |                |
| 12 Fingerverband, DIN 13019, 12 cm x 2 cm         | 4 Stück    |                |
| 13 Pflasterstrips, DIN 13019, 1,9 cm x 7,2 cm     | 60 Stück   |                |
| 14 Pflasterstrips, DIN 13019, 2,5 cm x 7,2 cm     | 20 Stück   |                |
| 15 Wundkompressen, DIN 13152, 10 cm x 10 cm       | 12 Stück   |                |
| 16 Dreiecktuch, DIN 13168-D                       | 4 Stück    |                |
| 17 Verbandtuch, DIN 13152-A, 40 cm x 60 cm        | 2 Stück    |                |
| 18 Rettungsdecke, gold/silber, 210 cm x 160 cm    | 2 Stück    |                |
| 19 Einmalhandschuhe, DIN EN 455                   | 8 Paar     |                |
| 20 Feuchttücher zur Hautreinigung                 | 4 Stück    |                |
| 21 Schere, DIN 58279-B, 14,5 cm                   | 1 Stück    |                |
| 22 Pinzette, DIN 58279-B, 14 cm                   | 1 Stück    |                |
| 23 Sicherheitsnadeln, DIN 7349                    | 24 Stück   |                |
| 24 Erste-Hilfe-Anleitung                          | 1 Stück    |                |

### KONTROLLE DURCHGEFÜHRT

- ☐ Vollständigkeit geprüft
- ☐ Unversehrtheit der Verpackungen geprüft
- ☐ Haltbarkeitsdaten geprüft
- ☐ Erste-Hilfe-Anleitung vorhanden und aktuell

Prüfdatum: \_\_\_\_\_

Geprüft von (Name): \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### NÄCHSTE PRÜFUNG EMPFOHLEN:

Monat / Jahr: \_\_\_\_\_



### WICHTIGE HINWEISE

- Der Verbandskasten ist regelmäßig, mindestens jedoch alle 6 Monate, auf Vollständigkeit und Verwendbarkeit zu überprüfen.
- Fehlende oder abgelaufene Materialien sind umgehend zu ersetzen.
- Der Verbandskasten sollte an einem gut erreichbaren und gekennzeichneten Ort aufbewahrt werden.

### RECHTLICHE GRUNDLAGE

Diese Checkliste basiert auf den Anforderungen der DIN 13157 / DIN 13169 und der aktuellen Arbeitsstättenregel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“.

